

N° de série : JG22632	N° Document : 31V14 / DD062014
Référence : Gilson P - 1000	Mise en service : Date : 04/06/2014
Modèle : Pipetman - var. 200-1000 µl - type A	Nombre de canaux : 1 Heure : 15:54:19
Constructeur : GILSON	

Demandé par : DOMINIQUE DUTSCHER

BRUMATH

Volume : 200 µl

Moyenne : 203,27 µl	Minimum : 202,73 µl	Maximum : 203,64 µl			
Erreur systématique Ev : 3,27 µl	E% 1,63 %	Tolérance E : 8 µl	CONFORME		
Erreur aléatoire Sv : 0,32 µl	CV% 0,16 %	Tolérance S : 3 µl	CONFORME		

10 mesures (en mg)

202,10 202,16 202,55 202,62 202,57 202,86 202,65 202,92 203,01 202,95

Volume : 500 µl

Moyenne : 498,77 µl	Minimum : 497,63 µl	Maximum : 499,40 µl			
Erreur systématique Ev : -1,23 µl	E% -0,25 %	Tolérance E : 8 µl	CONFORME		
Erreur aléatoire Sv : 0,58 µl	CV% 0,12 %	Tolérance S : 3 µl	CONFORME		

10 mesures (en mg)

496,09 496,57 496,82 497,49 497,32 497,13 497,55 497,64 497,86 497,78

Volume : 1000 µl

Moyenne : 992,32 µl	Minimum : 991,56 µl	Maximum : 992,90 µl			
Erreur systématique Ev : -7,68 µl	E% -0,77 %	Tolérance E : 8 µl	CONFORME		
Erreur aléatoire Sv : 0,42 µl	CV% 0,04 %	Tolérance S : 3 µl	CONFORME		

10 mesures (en mg)

988,50 988,92 989,00 988,97 989,38 989,46 989,33 989,82 989,83 989,32

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

Conclusion **CONFORME**
Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

 Signature : 
Identification balance : Sartorius GPC225-CW n°28909067

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g)
 méthode gravimétrique : procédure PLM050

 Certificat n° G2-383 du 20/02/2013
 référentiel : ISO 8655

Température : 21,7 °C

Pression : 991,1 hPa

Hygrométrie : 62,4 %

Pointe : CLEARLINE 713118

Evaporation : 0 mg

Facteur : 1,0031 µl/mg

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285