


Eine Zentrifuge ist ein unverzichtbarer Bestandteil eines Labors. Sie erfordert eine sorgfältige Wartung, um Gefahren für die Benutzer und Ausfälle zu vermeiden. Eine ordnungsgemäße Installation und Inbetriebnahme sowie regelmäßige Wartungen sind entscheidend, um die Sicherheit und Genauigkeit Ihrer Ergebnisse zu gewährleisten und die Lebensdauer der Geräte zu verlängern.

## Installation & Wartung



Art. Nr.	Bezeichnung
<b>041-SAV-CENRI</b>	Inbetriebnahme Kühlzentrifuge
<b>041-SAV-CENVI</b>	Inbetriebnahme belüftete Zentrifuge
<b>041-SAV-CENVP</b>	Wartung Kühlzentrifuge
<b>041-SAV-CENRP</b>	Wartung belüftete Zentrifuge

### Ihre Ansprechpartner :



**Elena VOEGELE**  
Service Support CHD  
✉ [evogele@milian.com](mailto:evogele@milian.com)  
☎ +41 56 610 49 27



**Philipp NEESER**  
Leiter Service SAV CHD  
✉ [pneeser@milian.com](mailto:pneeser@milian.com)

Wir bieten Ihnen auch einen kostengünstigeren Service an, bei dem wir nur die verschiedenen Sicherheitspunkte Ihrer Zentrifuge überprüfen, damit die Benutzer gefahrlos arbeiten können.



- Visuelle Kontrolle
- Überprüfung des Anti-Unwucht-Systems
- Überprüfung des Deckels
- Überprüfung des Motorteils
- Funktionsfähigkeitstest



Art. Nr.	Bezeichnung
041-SAV-CENSECUP	Zentrifugen-Sicherheit

**Ihre Ansprechpartner :**



**Elena VOEGELE**  
Service Support CHD  
✉ [evogele@milian.com](mailto:evogele@milian.com)  
☎ +41 56 610 49 27



**Philipp NEESER**  
Leiter Service SAV CHD  
✉ [pneeser@milian.com](mailto:pneeser@milian.com)