

Die regelmäßige Wartung und Kalibrierung von Instrumenten zur Handhabung von Flüssigkeiten ist entscheidend für ihre langfristige Leistungsfähigkeit. Um die jährliche Kalibrierung Ihrer Instrumente durchzuführen, müssen Sie **nur die folgenden Schritte ausführen**:

1. Dekontaminieren Sie Ihre Pipette
2. Füllen Sie unser Informationsformular/Bescheinigung über die Nichtkontamination aus, das Sie hier finden :

<https://www.milian.com/services/sav>

3. Schicken Sie Ihre Pipette zusammen mit unserem Dokument an unser Büro (Adresse siehe unten)
4. Warten Sie ein paar Werkzeuge und wir schicken Ihnen Ihre Pipette zurück



Unsere Stärke :

- ✓ Kompetenz und Fachwissen
- ✓ Service für alle Marken und Modelle von Pipetten und Dispensern
- ✓ Verschiedene und vielfältige Dienstleistungen

Standardkalibrierungen werden gemäß der ISO-Norm 8655 durchgeführt. Auf Anfrage sind auch akkreditierte Kalibrierungen nach ISO 17025 möglich.



VERSCHIEDENE DIENSTEBENEN

Art des Dienstes	Beschreibung des Dienstes
Check-up	Überprüfung der Instrumente und Kontrolle des Volumens, 3 x 5 Messungen mit Zertifikat.
Standard / Basic	Reparatur*, Wartung, Kontrolle und Kalibrierung, 2 x 4 Messungen mit Zertifikat.
Classic	Reparatur*, Reinigung, Wartung, Kontrolle und Kalibrierung, 2 x 10 Messungen mit ausführlichem Zertifikat.
Premium	Reparatur*, Reinigung, Wartung, Kontrolle und Kalibrierung, 3 x 10 Messungen mit ausführlichem Zertifikat.
Advanced	Eingangskontrolle, 2 x 10 Messungen mit ausführlichem Zertifikat vor der Wartung „in unverändertem Zustand“. Anschließend Reparatur*, Reinigung, Wartung und Kalibrierung, 2 x 10 Messungen mit ausführlichem Zertifikat.
Ultra	Eingangskontrolle, 3 x 10 Messungen mit ausführlichem Zertifikat vor der Wartung „in unverändertem Zustand“. Anschließend Reparatur*, Reinigung, Wartung und Kalibrierung, 3 x 10 Messungen mit ausführlichem Zertifikat.
SCS	Gleicher Service wie oben, mit Kalibrierung nach ISO 17025 und SCS-akkreditiertem Zertifikat .

* Ersatzteile sind nicht enthalten.

ZÖGERN SIE NICHT, UNSER TEAM ZU KONTAKTIEREN, WENN SIE EINE ANFRAGE HABEN



Camille LASSALLE
Service Specialist CHR
✉ classalle@milian.com
☎ +41 22 884 16 93



Elena VOEGELE
Service Specialist CHD
✉ evogele@milian.com
☎ +41 56 610 49 27