

Une centrifugeuse est un élément indispensable en laboratoire. Elle nécessite un entretien rigoureux afin d'éviter les risques pour les utilisateurs et les pannes. Une installation et mise en service adéquates et des maintenances régulières sont essentielles pour assurer la sécurité, la précision de vos résultats et prolonger la durée de vie de l'équipement.

## Installation & maintenance



Contrôle visuel

Vérifications des sécurités

Vérification des performances  
(temps, vitesse, température)

Rapport

Nos techniciens  
formés



### Références

### Désignation

**041-SAV-CENRI**

Mise en service centrifugeuse réfrigérée

**041-SAV-CENVI**

Mise en service centrifugeuse ventilée

**041-SAV-CENVP**

Maintenance centrifugeuse réfrigérée

**041-SAV-CENRP**

Maintenance centrifugeuse ventilée

### Vos personnes de contact :



Camille LASSALLE  
Responsable SAV CHR  
✉ classalle@milian.com  
☎ +41 22 884 16 93




Camille Meyer  
Spécialiste CHR  
✉ cmeyer@milian.com  
☎ +41 22 884 16 17

Nous vous proposons aussi une prestation moins couteuse lors de laquelle nous vérifions uniquement les différents points de sécurité de votre centrifugeuse permettant aux utilisateurs de travailler sans danger.



- Contrôle visuel
- Vérification du système anti-balourd
- Vérification du couvercle
- Vérification de la partie moteur
- Essai de bon fonctionnement



Références	Désignation
<b>041-SAV-CENSECUP</b>	Sécurité centrifugeuse

### Vos personnes de contact :



Camille LASSALLE  
Responsable SAV CHR  
✉ classalle@milian.com  
☎ +41 22 884 16 93



Camille Meyer  
Spécialiste CHR  
✉ cmeyer@milian.com  
☎ +41 22 884 16 17