

Économisez  
jusqu'à  
**20%!\***

## RAININ Classic™

Le progrès de l'ergonomie

### Robustesse

De longues années de performance.

### Force réduite de piston

L'emploi de ressorts très souples permet de réduire la force exercée de 25 %.

### Crochet pour le confort de la manipulation

Pour un maintien aisé et sûr.

### Amortisseur en silicone

Protection supplémentaire du pouce.

### Déclenchement rapide de l'éjecteur de cônes

Maintenance facilitée.

\* Pour bénéficier de cette promotion, achetez votre prochaine RAININ Classic chez Milian et économisez 20 % !

METTLER TOLEDO

## BioClean™ Spitzen – 100% Inerte

Quand la stérilité ne suffit pas

Pour mener à bien vos expériences, les cônes pour pipettes doivent être complètement inertes et ne doivent en aucun cas interférer avec les échantillons. Les cônes doivent aussi être exempts de composants bioactifs : ils doivent être BioClean™. De la sélection des matières premières jusqu'à la production en salle blanche, aux multiples contrôles et au conditionnement sûr, les cônes BioClean RAININ sont les plus purs et les plus sûrs du marché.

Contaminants analysés	Seuils de détection analysés
RNase	$\leq 10^{-9}$ unités Kunitz/ $\mu$ l
DNase	$\leq 10^{-7}$ unités Kunitz/ $\mu$ l
DNA	< 1 copie d'ADN humain
Pyrogènes (test LAL)	0.001 EU/ml
ATP	< $10^{-12}$ mg/ $\mu$ l

Analysé dans les meilleures conditions pour offrir une sécurité maximale.

bioclean.

Decouvrez les cônes BioClean RAININ

### Performances maximales sans aucune interférence

- Des matières de la plus grande pureté
- Production et conditionnement en milieu propre
- Analysé dans les meilleures conditions pour offrir une sécurité maximale

Sparen Sie  
**20%!\***

## RAININ Classic™

### Dauerhaftigkeit und Ergonomie

#### Robuste Konstruktion

Jahrelange Leistungsfähigkeit.

#### Tiefe Kolbenkräfte

Leichtgängige Federn reduzieren den Kraftaufwand um 25 %.

#### Komfortabler Fingerhaken

Für einen lockeren, aber sicheren Griff.

#### Silikon-Stossdämpfer

Extra-Schutz für den Daumen.

#### Schnell zu lösender Spitzenabwerfer

Einfache Wartung.

\* Kaufen Sie Ihre nächste RAININ Classic bei Milian und sparen Sie 20%!

**METTLER TOLEDO**

## BioClean™ Spitzen – 100% inert

### Wenn steril nicht rein genug ist

Für zuverlässige Ergebnisse müssen Pipettenspitzen absolut inert sein und dürfen keinerlei Einfluss auf Proben haben. Sie müssen frei von jeglichen bioaktiven Bestandteilen sein: Sie müssen BioClean™ sein. Die Auswahl des Rohstoffes, die Produktion unter Reinraumbedingungen, die umfangreichen Prüfungen und die sichere Verpackung stehen für BioClean-Spitzen von RAININ – die Saubersten und Sichersten auf dem Markt.

Geprüfte Verunreinigungen	Nachweissicherheit der Prüfverfahren
RNase	$\leq 10^{-9}$ Kunitz Einheiten/ $\mu$ l
DNase	$\leq 10^{-7}$ Kunitz Einheiten/ $\mu$ l
DNA	< 1 Kopie menschlicher DNA
Pyrogens (LAL-Test)	0.001 EU/ml
ATP	< $10^{-12}$ mg/ $\mu$ l

Geprüfte Qualität für maximale Sicherheit.

**bioclean.**

Entdecken Sie BioClean™ Tips von RAININ

#### Maximale Leistung ohne jegliche Beeinträchtigung

- Hochreiner Werkstoff
- Sauber in Produktion und Verpackung
- Gefestet auf höchstem Niveau