

N° de série : 21081792	N° Document : 52V12 / DDUTSCHER
Référence : Socorex Acura 825 - 10 / Ref Dutscher: 061105	Mise en service : Date : 22/08/2012
Modèle : Socorex - var. 0.5-10 µl - type A	Nombre de canaux : 1
Constructeur : SOCOREX	Heure : 11:29:12

Demandé par : DUTSCHER BRUMATH

Remarques : Vérification en l'état

**Volume : 1 µl**

Moyenne :	0,986 µl	Minimum :	0,975 µl	Maximum :	0,992 µl		
Erreur systématique	Ev : -0,014 µl	E%	-1,37 %	Tolérance E :	0,12 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,005 µl	CV%	0,52 %	Tolérance S :	0,08 µl	CONFORME	
10 mesures (en mg)	0,980	0,980	0,981	0,972	0,985	0,982	0,987
	0,989	0,987	0,987				

**Volume : 5 µl**

Moyenne :	5,030 µl	Minimum :	5,009 µl	Maximum :	5,040 µl		
Erreur systématique	Ev : 0,030 µl	E%	0,60 %	Tolérance E :	0,12 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,010 µl	CV%	0,19 %	Tolérance S :	0,08 µl	CONFORME	
10 mesures (en mg)	4,992	5,009	5,006	5,021	5,017	5,019	5,010
	5,022	5,012	5,023				

**Volume : 10 µl**

Moyenne :	10,073 µl	Minimum :	10,042 µl	Maximum :	10,096 µl		
Erreur systématique	Ev : 0,073 µl	E%	0,73 %	Tolérance E :	0,12 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,015 µl	CV%	0,15 %	Tolérance S :	0,08 µl	CONFORME	
10 mesures (en mg)	10,008	10,035	10,034	10,042	10,059	10,040	10,062
	10,039	10,037	10,034				

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

**Conclusion CONFORME**

**Décontamination** Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

Signature : 

Identification balance : Mettler XP26PC n°1123110561

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g) Certificat n° Z11 01042 & Z11 01043 du 25/01/2011  
méthode gravimétrique : procédure PLM050 référentiel : ISO 8655

Température : 22,7 °C

Pression : 1001,7 hPa

Hygrométrie : 74,4 %

Pointe : ClearLine 028200CL  
ClearLine 035200CL (Low Binding)

Evaporation : 0 mg

Facteur : 1,0034 µl/mg

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285