

N° de série : LH06077	N° Document : 18V14 / DD062014
Référence : Finnpiquette 4642 F2 - 200	Mise en service : Date : 04/06/2014
Modèle : Finnpiquette - var. 20-200 µl - type A	Nombre de canaux : 1 Heure : 14:18:48
Constructeur : THERMO SCIENTIFIC	

Demandé par : DOMINIQUE DUTSCHER BRUMATH

Volume : 20 µl

Moyenne : 19,76 µl **Minimum :** 19,71 µl **Maximum :** 19,86 µl

Erreur systématique Ev : -0,24 µl	E% -1,20 %	Tolérance E : 1,6 µl	CONFORME
Erreur aléatoire Sv : 0,05 µl	CV% 0,24 %	Tolérance S : 0,6 µl	CONFORME

10 mesures (en mg)

19,66 19,65 19,80 19,67 19,70 19,73 19,74 19,69 19,65 19,69

Volume : 100 µl

Moyenne : 99,55 µl **Minimum :** 99,47 µl **Maximum :** 99,67 µl

Erreur systématique Ev : -0,45 µl	E% -0,45 %	Tolérance E : 1,6 µl	CONFORME
Erreur aléatoire Sv : 0,07 µl	CV% 0,07 %	Tolérance S : 0,6 µl	CONFORME

10 mesures (en mg)

99,16 99,22 99,22 99,22 99,19 99,25 99,19 99,33 99,36 99,32

Volume : 200 µl

Moyenne : 199,58 µl **Minimum :** 199,33 µl **Maximum :** 199,84 µl

Erreur systématique Ev : -0,42 µl	E% -0,21 %	Tolérance E : 1,6 µl	CONFORME
Erreur aléatoire Sv : 0,17 µl	CV% 0,09 %	Tolérance S : 0,6 µl	CONFORME

10 mesures (en mg)

199,05 199,02 198,74 199,22 198,87 199,17 198,87 198,91 199,08 198,71

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

Conclusion **CONFORME**

Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

Signature :



Identification balance : Sartorius GPC225-CW n°28909067

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g)
méthode gravimétrique : procédure PLM050

Certificat n° G2-383 du 20/02/2013
référentiel : ISO 8655

Température : 21,7 °C

Pression : 991,3 hPa

Hygrométrie : 62,3 %

Pointe : CLEARLINE 713111

Evaporation : 0 mg

Facteur : 1,0031 µl/mg

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285