

**Sartorius Mikropipetten**

Modell	Tacta	Proline	Proline Plus	mLine	Picus / Picus NxT
Arbeitsweise	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Elektronisch
Einstellbare Abstände zwischen den Spitzen	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vorteile	Leicht, reduzierte Pipettierkraft	Leicht und standhaft	Leicht, ergonomisch	Sperrbares Volumen	«Automatisiertes Pipettieren effizient und präzise»
Volumen Bereich	0,1 µl - 10 ml	0,1 µl - 5 ml	0,5 µl - 10 ml	0,1 µl - 10 ml	0,2 µl - 10 ml
Verfügbare Optionen	1 Kanal, 8 Kanäle, 12 Kanäle	1 Kanal, 8 Kanäle, 12 Kanäle	1 Kanal, 8 Kanäle, 12 Kanäle	1 Kanal, 8 Kanäle, 12 Kanäle	1 Kanal, 8 Kanäle, 12 Kanäle
RFID-Kontrolle	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Autoklavierbare Teile	Vollständig	Nein	Vollständig	Vollständig	Basis (ausser 1250)

**Sartorius Biohitfamily Tacta Mikropipetten**



- Ergonomische Form für einen komfortablen Griff
- Optimiertes Pipettier- und Abwurfsystem
- Exklusives Optilock-System für Volumenregelung und Sperrung
- Sanfte und kontrollierte Abgabe der Spitzen dank der neuen exklusiven Optijec-Technologie
- Einstellschlüssel für präzises Volumen je nach Art der zu pipettierenden Flüssigkeit
- Leicht zu reinigen, da nur drei Komponenten entfernt werden müssen
- Vollständig autoklavierbar ohne Demontage
- Im Spitzenhalter montierter Filter zum Schutz der Pipette vor Aerosolen und chemischen Angriffen
- **Garantie: 2 Jahre**

**Tacta Einkanal-Mikropipetten - variables Volumen**

Volumen (µl)	Schrittweite (µl)	Art. Nr.	CHF
0,1 - 3	0,002	070983	412,70 -
0,5 - 10	0,01	070984	412,70 -
02 - 20	0,02	070985	412,70 -
10 - 100	0,10	070986	412,70 -
20 - 200	0,2	070987	412,70 -
100 - 1000	1	070988	412,70 -
500 - 5000	5	070989	412,70 -
1000 - 10000	10	070990	412,70 -

**Tacta Mehrkanalpipetten**

Volumen (µl)	Inkrement (µl)	8 Kanäle		12 Kanäle	
		Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
0,5 - 10	0,01	070991	1111,45 -	070994	1240,95 -
5 - 100	0,1	070992	1111,45 -	070995	1240,95 -
30 - 300	0,2	070993	1111,45 -	070996	1240,95 -

**Tacta-Multipacks**



- **Inhalt der Packung**
- Ein Satz Pipetten
- Ein individuelles Rack für jede Pipette in der Packung und ein Portalrack
- Eine Reihe von Spitzen

Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um folgende Anleitungen zu erreichen  
Leitlinien zur Vermeidung von Kontaminationen und zur Auswahl mechanischer Pipetten



SPITZEN  
MIKROPIPETTEN

Pipetten in der Packung enthalten	0,5 - 10 µl 10 - 100 µl 100 - 1000 µl	2 - 20 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl	0,5 - 10 µl 2 - 20 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl	0,5 - 10 µl 10 - 100 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl	0,5 - 10 µl 10 - 100 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl 500 - 5000 µl	2 - 20 µl 10 - 100 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl 500 - 5000 µl	0,5 - 10 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl 8 Kanäle 30 - 300 µl	100 - 1000 µl 500 - 5000 µl 1 - 10 ml
In der Packung enthaltene Spitzen (ein Rack mit 96 Spitzen, sofern nicht anders angegeben)	0,2 - 10 µl 0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl	0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl	0,1 - 10 µl 0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl	0,1 - 10 µl 0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl	0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl 5000 µl *	0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl 5000 µl *	0,1 - 10 µl 0,5 - 200 µl 5 - 350 µl 10 - 1000 µl	10 - 1000 µl 0,1 - 5 ml** 1 - 10 ml***
<b>Art. Nr.</b>	<b>725686</b>	<b>725687</b>	<b>725688</b>	<b>725689</b>	<b>725690</b>	<b>725691</b>	<b>725692</b>	<b>725693</b>
<b>CHF</b>	<b>1007,55 -</b>	<b>1007,55 -</b>	<b>1319,20 -</b>	<b>1319,20 -</b>	<b>1636,55 -</b>	<b>1636,55 -</b>	<b>1821,55 -</b>	<b>1007,55 -</b>

\* Schachtel mit 50 Spitzen \*\* 100 Spitzen im Beutel \*\*\* 250 Spitzen im Beutel