

Microsart Vakuum-Filtersystem

Material	Edelstahl
Membranen Ø (mm)	47 und 50
Sterilisation	Autoklavierbar 121 °C oder 134 °C, trockene Hitze : 150 °C, Flammendurchgang
Membranhalterung	Sinter aus rostfreiem Stahl
Anschlüsse	Gekerbte Olive für den Anschluss an einen Vakuumschlauch mit einem Durchmesser von weniger als 7 mm



- **Vakuumfiltrationsgerät zur Prüfung der mikrobiologischen Qualität von flüssigen Proben**
- **Links-/Rechtshändergebrauch dank um 360° drehbarem Membranhalter**
- **Einfache Rückgewinnung der Membran ohne Risiko einer Sekundärkontamination dank des sterilen Entlüftungsfilters, der an jeder Station vorhanden ist**

Microsart Rampe - Vollversion mit Trichtern

- **Lieferung mit 100- oder 500-ml-Trichtern (Deckel und Dichtung), Halterung für 47- und 50-mm-Filter (gesintert und Dichtung), Verschlüssen und Silikonschlauch mit Schnellkupplung (20 cm)**

Art. Nr.	Trichter Volumen (ml)	Anzahl Stellen	CHF
845026	100	1	AA -
845027		3	AA -
845028		6	AA -
845029	500	1	AA -
845030		3	AA -
845031		6	AA -

Microsart Rampe - Version ohne Trichter

- **Mit einem Filtertrichter zu ergänzen**

Anzahl Stellen	Für Trichter Microsart		Für Einheiten Biosart 100		Für Einheiten Biosart 250	
	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
1	845015	AA -	845019	AA -	845023	AA -
2	845016*	AA -	845020*	AA -	-	-
3	845017	AA -	845021	AA -	845024	AA -
6	845018	AA -	845022	AA -	845025	AA -

* Abgewinkelter Rampenkörper.

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
150245	Minisart SRP25 Lüftungsfiler steril (zu 50)	AA -
845037	Schnellkupplung zum Verbinden von zwei Rampen	AA -
150191	Vakuumschlauch, 1 m	AA -

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
148950	Silikon-Vakuumschlauch mit Schnellkupplung, 1 m	AA -
148951	Schlauch mit Schnellkupplung auf der Druckseite, 1 m	AA -
845040	Schlauch mit Schnellkupplung auf der Druckseite, 10 m	AA -

Ersatzteile

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
845036	Stopfenverbindung zum Schließen der Rampe	AA -
845032	Halterung zur Verwendung von Microsart-Trichtern, Microsart-Einheiten und Biosart 100-Einheiten	AA -
845033	Sinter für Halter 845032	AA -
845034	Halterung zur Verwendung von Trichtern Biosart 250 und aus rostfreiem Stahl	AA -
146995	Sinter für Halter 845034	AA -
6980124B	Silikon-Flachdichtung x2	AA -
150243	Flachdichtung aus PTFE	AA -
150484	Adapter für Biosart Einheiten 100	AA -

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
150466	Stopfen zum Verschließen der Entlüftungsöffnung	AA -
150242	100-ml-Trichter aus Edelstahl	AA -
150972	Deckel für 100-ml-Trichter	AA -
147828	Silikondichtung für Trichterdeckel 100 ml	AA -
147885	500-ml-Trichter aus Edelstahl	AA -
147884	Deckel für 500-ml-Trichter	AA -
147886	Silikondichtung für Trichterdeckel 500 ml	AA -

Microsart e.jet-Pumpe



- **Flüssigkeitspumpe**
- **Direkte Ableitung der Filtrate**
- **Durchflussmenge 4 Liter/ Stunde**
- **Geringer Platzbedarf**
- **Für Rampen mit 1 bis 6 Stationen**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
150197	Microsart e.jet-Pumpe	AA -
148951	Silikonschlauch 1 Meter	AA -
148950	Schlauch mit Schnellanschluss	AA -