

Kardierte Baumwolle und hydrophile Baumwolle

Kardierte Baumwolle

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
030231	Baumwolle, kardierte, gerollt	Plastikbeutel 1 kg	AA -
030232	Baumwolle, kardierte	Plastikbeutel 500 g	AA -

Hydrophile Baumwolle

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
030230	Chirurgische hydrophile Watte, gerollt, in Plastikbeuteln 500 g	AA -
030285	Chirurgische hydrophile Watte, gerollt, in Plastikbeuteln 1 kg	AA -



Hydrophile Gaze-Kompresse

Kompresse aus gereinigter hydrophiler Gaze. 17 Fäden pro cm².

Art. Nr.	L x B gefaltet (mm)	L x B entfaltet (mm)	Anzahl Falten	Steril	VE	CHF/VE
030233	50 x 75	90 x 270	8	Nein	10 Beutel mit 100	AA -
030234B	75 x 75	210 x 270	8	Nein	50 Beutel mit 2 x 12	AA -
030235	100 x 100	380 x 380	16	Nein	10 Beutel mit 100	AA -
030233ST	75 x 75	90 x 270	8	Ja	50 Beutel mit 5	AA -
030235ST2	100 x 100	380 x 380	16	Ja	180 Beutel mit 10	AA -
030276A	100 x 200	-	4	Nein	1 Beutel mit 100	AA -



Optima-Kompressen

- Vliesstoffe
- Nicht steril oder steril
- 4 Lagen
- 30 gr

Art. Nr.	Steril	Maße (cm)	VE	Beutel/VE	CHF/VE
030743B	Nein	5 x 5	50	100	AA -
030744B	Nein	7,5 x 7,5	50	100	AA -
030745B	Nein	10 x 10	50	100	AA -
030746B	Ja	5 x 5	5	50	AA -
030747B	Ja	7,5 x 7,5	5	50	AA -
030748B	Ja	10 x 10	5	50	AA -



Zellin Wattepad aus reiner Watte

Verkauft als verpackte Rolle mit 500 Wattepads.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
794054	Rolle mit 500 Wattepads	AA -



Pur-Zellin Zellulosepuffer

- Vorgeschchnittener flacher Zellulosepuffer
- Erleichterte Handhabung durch die Verwendung der Pur-Zellin Box als Spenderbox
- Medizinische Vorrichtung der Klasse I
- Zur Durchführung von lokalen Antisepten vor einer Injektion oder Infusion
- Überlagerung von 14 Lagen extra gebleichtem Zellulosevlies von 18g/m²
- Maße: 4 x 5 cm
- Aufnahmekapazität ca. 11 g/g, Eintauchzeit ≤ 10 Sekunden
- In Rollen mit 500 vorgeschrittenen Wattepads, in Polyethylenbeuteln

Art. Nr.	Bezeichnung	VE Box	CHF/Box
161528	Pur-Zellin Zellstofftupfer	1 Rolle	AA -
161542	Spenderbox Pur-Zellin Box	1	AA -

