

## Finnpipettes électroniques Novus

- **Prise en main équilibrée et éjecteur de pointe à commande assistée**
- **Affichage digital, écran éclairé, pour une visualisation de tous les paramètres**
- **10 fonctions de pipetage** : direct ou inverse, dilution, mélange, distribution à répétition ou séquentielle
- **9 vitesses de pipetage et distribution**
- **Programmable selon les applications de l'utilisateur**
- **Recalibrable en laboratoire selon protocole ISO 8655**
- **Livrées avec chargeur**
- **Partie basse autoclavable**

## Novus monocanal

Volume (µl)	Incrément (µl)	Pointes adaptées	Référence	CHF
1 - 10 micro	0,01	10 µl	047717	NC -
1 - 10	0,01	250 µl universal, 200 long.	047718	NC -
5 - 50 micro	0,1	50 µl	047719	NC -
5 - 50	0,1	250 µl universal, 200 long.	047720	NC -
10 - 100	0,1		047721	NC -
30 - 300	1	Flex 300 µl	047722	NC -
100 - 1 000	1	1000 µl	047723	NC -
500 - 5 000	10	5 ml	047724	NC -
1 000 - 10 000	10	10 ml	047725	NC -

## Novus multicanaux

Volume (µl)	Incrément (µl)	Pointes adaptées	Canaux	Référence	CHF
1 - 10	0,1	10, 20, 50 µl	8	047263	NC -
1 - 10	0,1		12	047264	NC -
5 - 50	0,1	250 µl	8	047265	NC -
5 - 50	0,1		12	047266	NC -
5 - 50	0,5	50 µl	16	047269	NC -
30 - 300	1	Flex 300 µl	8	047267	NC -
30 - 300	1		12	047268	NC -
100 - 1 200	1		8	047766	NC -

## Accessoire

Référence	Désignation	CHF
047270	Portoir pour Finn timers novus	NC -

## Kits Finn timer GLP Novus

Kits complets comprenant 2 ou 3 Finn timer Novus, portoirs et pointes Finntips.

Comprend	kit GLP1 Novus	kit GLP2 Novus	kit GLP3 Novus	kit GLP4 Novus
	- 1 Novus 10 - 100 µl - 1 Novus 100 - 1000 µl - 2 portoirs Novus - 2 racks Finntips Flex	- 1 Novus 100 - 1000 µl - 1 Novus 0,5 - 5 ml - 2 portoirs Novus - 2 racks Finntips Flex	- 1 Novus 1 - 10 µl micro - 1 Novus 10 - 100 µl - 1 Novus 100 - 1000 µl - 3 portoirs Novus - 3 racks Finntips Flex	- 1 Novus 10 - 100 µl - 1 Novus 100 - 1000 µl - 1 Novus 1 ml - 10 ml - 3 portoirs Novus - 3 racks Finntips Flex
Référence	4700470	4700490	4701120	4701130
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -

VIDEO



Saisissez la référence sur  
**MILIAN.COM**  
pour voir la vidéo produit

