

Micropipettes Sartorius

Modèle	Tacta	Proline	Proline Plus	mLine	Picus / Picus NxT
Mode de fonctionnement	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Electronique
Espacement ajustable entre pointes	Non	Non	Non	Non	Non
Points forts	Légère, force de pipetage réduite	Léger et robuste	Légère, ergonomique	Volume Verrouillable	"Pipetage automatisé efficace et précis"
Plage de volume	0,1 µl - 10 ml	0,1 µl - 5 ml	0,5 µl - 10 ml	0,1 µl - 10 ml	0,2 µl - 10 ml
Options disponibles	1 canal, 8 canaux, 12 canaux	1 canal, 8 canaux, 12 canaux	1 canal, 8 canaux, 12 canaux	1 canal, 8 canaux, 12 canaux	1 canal, 8 canaux, 12 canaux
Suivi RFID	Non	Non	Non	Non	Oui
Parties autoclavables	Entièrement	Non	Entièrement	Entièrement	Partie basse (Sauf 1250)

Micropipettes Sartorius Biohitfamily Tacta



- **Forme ergonomique pour une prise en main confortable**
 - **Système de pipetage et d'éjection optimisé**
 - **Système exclusif Optilock pour le réglage du volume et son verrouillage**
 - **Libération des pointes douce et contrôlée grâce à la nouvelle technologie exclusive Optijec**
 - **Clef d'ajustage pour un volume précis**
- selon le type de liquide pipeté**
- **Nettoyage aisé en ne démontant que trois éléments**
 - **Entièrement autoclavables sans démontage**
 - **Filtre monté dans le porte-cône pour la protection de la pipette contre aérosols et agressions chimiques**
 - **Garantie : 2 ans**

Micropipettes Tacta monocanal - volume variable

Volume (µl)	Incrément (µl)	Référence	CHF
0,1 - 3	0,002	070983	412,70 -
0,5 - 10	0,01	070984	412,70 -
02 - 20	0,02	070985	412,70 -
10 - 100	0,10	070986	412,70 -
20 - 200	0,2	070987	412,70 -
100 - 1000	1	070988	412,70 -
500 - 5000	5	070989	412,70 -
1000 - 10000	10	070990	412,70 -

Pipettes Tacta multicanaux

Volume (µl)	Incrément (µl)	8 canaux		12 canaux	
		Référence	CHF	Référence	CHF
0,5 - 10	0,01	070991	1111,45 -	070994	1240,95 -
5 - 100	0,1	070992	1111,45 -	070995	1240,95 -
30 - 300	0,2	070993	1111,45 -	070996	1240,95 -

Tacta Multipacks



- **Contenu du pack**
- Un lot de pipettes
- Un portoir individuel pour chaque pipette du pack, et un portoir portique
- Un ensemble de pointes

Saisissez la référence sur milian.com pour retrouver les guides Sartorius : consignes pour éviter les contaminations et sélection des pipettes mécaniques



Pipettes incluses dans le pack	0,5 - 10 µl 10 - 100 µl 100 - 1000 µl	2 - 20 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl	0,5 - 10 µl 2 - 20 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl	0,5 - 10 µl 10 - 100 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl	0,5 - 10 µl 10 - 100 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl 500 - 5000 µl	2 - 20 µl 10 - 100 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl 500 - 5000 µl	0,5 - 10 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl 8 canaux 30 - 300 µl	100 - 1000 µl 500 - 5000 µl 1 - 10 ml
Pointes fournies dans le pack (un rack de 96 sauf mention spéciale)	0,2 - 10 µl 0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl	0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl	0,1 - 10 µl 0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl	0,1 - 10 µl 0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl	0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl 5000 µl *	0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl 5000 µl *	0,1 - 10 µl 0,5 - 200 µl 5 - 350 µl 10 - 1000 µl	10 - 1000 µl 0,1 - 5 ml** 1 - 10 ml***
Référence	725686	725687	725688	725689	725690	725691	725692	725693
CHF	1007,55 -	1007,55 -	1319,20 -	1319,20 -	1636,55 -	1636,55 -	1821,55 -	1007,55 -

* Boîte de 50 pointes ** 100 pointes en sachet *** 250 pointes en sachet