


FOCUS


RACKS ISOFREEZE®

Racks réfrigérés Isofreeze PCR

- Maintiennent la température stable à 4 °C des échantillons thermo-sensibles pendant 4 heures
- Le rack change de couleur au fur et à mesure qu'il se réchauffe
- Changement de couleur du vert au jaune ou du violet au rose



Temp. 4 °C changement Temp. 7 °C



Temp. 4 °C changement Temp. 7 °C

➤ Racks PCR

- Dim. avec couvercle (mm) : 44 x 99 x 141
- Dim. sans couvercle (mm) : 38 x 99 x 141
- Pour plaques PCR 96 ou barettes ou microtubes PCR de 0,2 ml (8 x 12 emplacements)

Référence	Désignation	Unités/ carton
840531	Rack Isofreeze PCR vert à jaune	2
840532	Rack Isofreeze PCR violet à rose	2

➤ Racks pour tubes 0,5, 1,5 ou 2 ml

- Dim. sans couvercle (mm) : 64 x 105 x 146
- Dim. avec couvercle (mm) : 70 x 105 x 146
- Pour 24 tubes (6 x 4 emplacements)

Référence	Désignation	Unités/ carton
840401	Rack Isofreeze 24 tubes vert à jaune	1
840400	Rack Isofreeze 24 tubes violet à rose	1

Portoirs réfrigérants pour microtubes




Portoirs réversibles réfrigérants de paillasse pour 20 microtubes 1,5 ml sur une face ou 0,5 ml sur l'autre face. En polycarbonate incassable, remplis d'un gel non toxique, ils sont munis d'un couvercle transparent. Deux modèles :

- Coloris blanc : stockage à 0 °C pendant 5 heures
- Coloris bleu : stockage entre -10 °C et -20 °C pendant 3 heures

Référence	Désignation	Unités/ carton
045489	Portoir blanc 0 °C	1
045490	Portoir bleu -10 °C à -20 °C	1

FOCUS CRYOBOITES

Boîtes de stockage CryoFreeze®



* (1 x bleu, 1 x vert, 1 x orange, 1 x rouge, 1 x jaune)

- En polycarbonate, coloris transparents
- Pour température allant jusqu'à - 196 °C
- Trous et événements de ventilation pour un meilleur drainage, sur le fond et sur le couvercle
- Index numérique sur la base de la boîte
- Couvercle transparent

Nbr. tubes (ml)	100 tubes de 1 à 2 ml	81 tubes de 5 ml	81 tubes de 1 à 2 ml	25 tubes de 1 à 2 ml
Rangées	10 x 10	9 x 9	9 x 9	5 x 5
Index	1 à 100	1 à 81	1 à 81	1 à 25
Pr. tube diam.	12	12	12	12
H. max. des tubes (mm)	49	90	49	49
Dim. (mm)	133 x 133 x 54	133 x 133 x 95	133 x 133 x 54	76 x 76 x 54
Bleu	840658	840652	840646	840640
Vert	840659	840653	840647	840641
Orange	840660	840654	840648	840642
Rouge	840661	840655	840649	840643
Jaune	840662	840656	840650	840644
Assortis*	840663	840657	840651	840645

Boîtes pour tubes 15 ml et 50 ml



Boîte en polypropylène avec croisillons et couvercle coiffant pour tubes 15 ml ou 50 ml.

- Index alphanumérique
- Acceptent des températures de - 80 °C à + 121 °C
- Surface d'inscription sur la boîte
- Se rangent au congélateur ou au réfrigérateur

Référence	Pour	L x l x h (mm)	Unités/carton
045547	36 tubes 15 ml	145 x 145 x 126	2
045548	16 tubes 50 ml	145 x 145 x 126	2


Cryoboîtes pour 81 ou 100 tubes

Boîtes en polypropylène pour 81 ou 100 cryotubes 1,2 ml, 2 ml ou microtubes 1,5 ml pour le stockage jusqu'à - 90 °C.

➤ Séparateurs intégrés moulés

➤ Repérage alphanumérique

➤ Teintes fluorescentes ou teinte naturelle




	Boîte pour 81 tubes	Boîte pour 100 tubes
L x l x h (mm)	125 x 125 x 45	151 x 139 x 54
Couvercle	Libre coiffant	Battant à verrouillage
Naturel	045498	045506
Bleu	045499	045507
Vert	045500	045508
Orange	045501	045509
Rose	045502	045510
Jaune	045503	045511
Noir	045504	-
Coloris assortis	045505	045512

FOCUS

BOITES ET PORTOIRS POUR TUBES PCR ET MICROTUBES

Portoirs multi-microtubes spécial PCR



Portoir A avec couvercle pour stocker sur une face unique


Il est possible de fixer sur le portoir A, le portoir B pour 96 microtubes 0,2 ml ; ce dernier se clipse à l'emplacement prévu pour les microtubes individuels 0,2 ml.

- Couvercle translucide inclus
- Choix de coloris vifs
- Superposables
- Index alphanumérique
- Capacité : 32 microtubes individuels 0,2 ml PCR, 16 microtubes 0,5 ml, 24 microtubes 1,5 ml ou 2 ml

Portoir B pour 96 microtubes PCR 0,2 ml

- Format microplaque
- Avec couvercle
- Utilisable seul ou peut se clipser sur le portoir A
- L x l x h : 126 x 86 x 33 mm avec couvercle, 126 x 86 x 11 mm sans couvercle

	Portoir A multi-tubes	Portoir B pour 96 microtubes 0,2 ml
Bleu	045465	045471
Vert	045466	045472
Orange	045467	045473
Rose	045468	045474
Jaune	045469	045475
Jeu de 5 coloris assortis	045470	045476



Station complète :
portoir B sur portoir A

Portoir empilable pour PCR

Portoir en polypropylène de couleur, avec un couvercle transparent pour 96 tubes PCR 0,2 ml ou 1 plaque PCR (avec ou sans jupe).

Dimensions :

- 138 x 98 x 39 mm avec couvercle ;
- 138 x 98 x 30 mm sans couvercle.

- Empilable avec ou sans couvercle
- Couvercle auto-bloquant
- 4 pieds
- Accepte les plaques PCR sans jupe, à jupe ou demi-jupe, les tubes individuels ou en barrette de 8 ou 12

Référence	Désignation
045546	Lot de 5 portoirs coloris panachés (bleu, jaune, rouge, vert, violet) avec couvercle



FOCUS

PORTOIRS POUR TUBES ET MICROTUBES

Portoirs pour 80 microtubes





Portoirs en polypropylène rigide pour 80 microtubes 1,5 ml ou 2 ml.

- Repérage alphanumérique et poignées latérales
- Utilisables de -90 °C à 121 °C (autoclavables)
- Accessoires : boîte de rangement à couvercle, étagère de stockage
- L x l x h : 272 x 65 x 27 mm

Portoir 80 couleur standard		Portoir 80 couleur fluo	
Coloris	Référence	Coloris	Référence
Naturel	840515	Jaune fluo	840523
Jaune	840519	Orange fluo	840524
Orange	840520	Rose fluo	840525
Rouge	840518	Bleu fluo	840526
Violet	840521	Vert fluo	840527
Bleu	840516	-	-
Vert	840530	-	-
Noir	840522	-	-
Le jeu de 5 portoirs coloris assortis	840528	Le jeu de 5 portoirs coloris assortis	840529

Portoirs réversibles multifaces



	Configuration B (encliquetable)	Configuration C	Configuration D
Naturel	045430	-	-
Bleu	045431	045439	-
Vert	045432	045440	-
Orange	045433	045441	-
Rose	045434	045442*	-
Jaune	045436	-	-
Violet	-	045438	-
5 coloris panachés	045437	045443	037572

* Rouge

➤ Pour stocker tous diamètres de tubes, microtubes, cryotubes, organiser ses préparations et d'identifier ses tubes sur la paillasse

- En polypropylène autoclavable
- Acceptent bain-marie et congélation

➤ Configuration B - 4 faces pour :

- 8 tubes coniques 50 ml ø 30 mm
- 20 tubes ø 20 mm
- 24 tubes coniques 15 ml ø 17 mm
- 40 tubes ø 13 mm

L x l x h : 195 x 100 x 100 mm.

➤ Configuration C - 4 faces pour :

- 12 tubes ø 25 mm
- 20 tubes ø 20 mm
- 24 tubes coniques 15 ml ø 17 mm
- 40 tubes ø 13 mm

L x l x h : 195 x 100 x 100 mm.

➤ Configuration D - 4 faces pour :

- 4 tubes coniques 50 ml ø 30 mm
- 10 tubes coniques 15 ml ø 17 mm
- 12 tubes ø 12 mm
- 16 microtubes 1,5 ml ou 2 ml

L x l x h : 195 x 100 x 100 mm.

 **milian**.com
DUTSCHER GROUP

MILIAN SA : Chemin des coquelicots, 16 - Tour B-2ème étage - CH-1214 VERNIER / GENEVE
Tél. 022 884 16 00 - Fax. 022 884 16 16 - www.milian.com

