INSTALLATION & WARTUNG
MIKROBIOLOGISCHE SICHERHEITSWERKBÄNKE

Eine MSW trägt zur Sicherheit der Bediener, zum Schutz der Umwelt und zur Erhaltung der Integrität der Proben bei. Es ist daher unerlässlich, es korrekt zu installieren und die jährliche Wartung durchzuführen.



Installation & Wartung

- Überprüfung des laminarer Flusses
- Eingangsflussüberprüfung
- Integritätsprüfung von HEPA- oder ULPA-Filtern
- Visuelle Inspektion, UV-Kontrolle, Beleuchtungskontrolle usw.
- Bestimmung der Reinheitsklasse
- Bericht

Art. Nr.	Bezeichnung
041-SAV-PSMI	Inbetriebnahme MSW
041-SAV-PSMP	Präventive Instandhaltung MSW

KONTAKTPERSONEN



Philipp NEESER
Leiter Service SAV CHD
pneeser@milian.com



Elena VOEGELE
CHD-Spezialist/in
evoegele@milian.com
+41 (0)56 610 49 27

AUSGEBILDETE TECHNIKER



David Michelin



Jonathan EPPE

Swiss-German Office
Oberebenestrasse 61
CH-5620 Bremgarten (AG)
Tel.: +41 (0)56 610 49 27

DEKONTAMINATION
MIKROBIOLOGISCHE SICHERHEITSWERKBÄNKE

Aus vielen Gründen (Kontaminationsvorfall, Ersatz von HEPA-Filter, Reparatur, Verlagerung der MSW usw.), ist es zwingend erforderlich, eine vollständige Dekontamination Ihrer MSW.

DESINFEKTION MIT WASSERSTOFFPEROXID (H2O2)



- Schnell
- Einfach durchzuführen
- Effektiv
- Unschädlich für Menschen
- Umweltfreundlich

Art. Nr.	Bezeichnung
041-SAV-DECONTA-PSM	MSW-Dekontamination durch Vernebelung

KONTAKTPERSONEN



Philipp NEESER
Leiter Service SAV CHD
pneeser@milian.com



Elena VOEGELE
CHD-Spezialist/in
evoegele@milian.com
+41 (0)56 610 49 27

AUSGEBILDETE TECHNIKER



David Michelin



Jonathan EPPE

Swiss-German Office
Oberebenestrasse 61
CH-5620 Bremgarten (AG)
Tel.: +41 (0)56 610 49 27